
INSTRUCTIONS FOR USE OF AB DENTAL GERMANY UG REUSEABLE INSTRUMENTS

DISCLAIMER: AB Dental Germany UG products are intended for use only by certified dentists and authorized personnel with specific implant training.

GENERAL

These instruction for use for AB Dental Germany UG instruments products includes the following categories: Tools, Drills and Kit Boxes. In this IFU the term instruments will describe all these products. Instruments are reusable and should be cleaned, disinfected, and sterilized prior to any use.

INDICATIONS

AB Dental Germany UG instruments are intended for use in surgery and restorative applications in order to restore the patient's chewing function. Specific indication per each instrument category is described below.

Patient Target

The products are intended for women or men over the age of 18 years old.

WARNINGS

Use of non-sterile components may lead to infection of tissues infectious diseases.

CAUTION

- Federal (USA) law restricts the sale of this device to, or on the order of a licensed physician or dentist.
- All the instruments that are used during the clinical procedure or technician laboratory process, must be maintained in good condition and the user should take care to their physical condition to avoid any damage to other associated products such as implants and prosthetic parts or damage to the bone.
- Worn instruments must be disposed/discarded according to local authority regulations and environmental requirements or returned to AB Dental Germany UG.
- Always wear gloves when handling contaminated instruments.
- Eye protection must be worn to protect against ejected particles.
- Surgical mask must be worn to avoid inhalation of aerosol or generated dust.
- Ensure that the drills or relevant tools are fully seated and gripped in the hand piece collet before use.
- Maintain hand piece in good working order and according to manufacturer instructions.
- Do not exceed the maximum drill speed shown in the recommended drilling protocol in products catalog, to prevent overheating and associated complications.
- Avoid excessive drilling duration to prevent overheating and associated complications.
- Move the drill continuously when in use to avoid localized heating.
- We advise to replace the drill every 10 uses.
- Avoid cleaning, disinfecting and sterilizing together, tools and drills from different materials.
- Avoid contact with solutions that main ingredient has high concentration of: phenol alcohol, chlorine, aldehyde, acid, quaternary ammonia, hydrogen peroxide, saline solution and water with high concentration of chlorine.
- Use only specifically formulated cleaning and disinfectant agents.

CONTRAINDICATIONS

Customary observations should be made of the contraindications associated with tools and drills materials used in oral surgery. The patient's general health and suitability for oral surgery must be assessed by the general practitioner.

STORAGE AND HANDLING

The products must be inspected prior to usage. The products should be stored in clean environment, away from direct sunlight. Incorrect storage might damage the products characteristics and lead to product failure.

CLEANING AND STERILIZATION PROCESS

CLEANING AND DISINFECTION INSTRUCTIONS:

1. Directly after use (within 30 min.), disassemble multi-piece instruments, wipe and rinse the instrument to remove gross soil, blood and tissue before cleaning.
Use a nylon brush to remove debris from instruments, particularly if caught in blind hole or lumen and flush with a hypodermic needle.
2. Immerse the drills and/or tools in a mild, pH-neutral commercially available detergent for use with dental instrument according to manufacturer's instructions.
Use a nylon brush to remove debris from instruments, particularly if caught in blind hole or lumen and flush with a hypodermic needle.
Rinse the instruments under a hard stream of water for a minimum duration of 3 minutes.
3. Immerse the drills and/or tools in a mild, pH-neutral commercially available disinfectant for use with dental instrument according to manufacturer's instruction and flush with a hypodermic needle.
Rinse the instruments under a hard stream of water for a minimum duration of 3 minutes.
4. Dry the instruments with clean lint-free single use wipes or dry heat not exceeding 134°C/275°F.

STERILIZATION INSTRUCTIONS:

5. Place the instruments for sterilization inside commercially available autoclave pouch.

6. Sterilize the instruments by steam per the autoclave's instructions. Set the Autoclave to 134C/275°F for 6 minutes followed by a 30 minutes' dry cycle. Distilled water should be used to avoid surface stains. Make sure before use that the elements, inside the autoclave, are not rusted.
7. Chemclave is NOT recommended.

PRODUCT FAMILIES – INTENDED USE AND PRODUCT DESCRIPTION

Drills

The drills are intended to prepare the osteotomy in the jawbone for insertion of the dental implant. The drills are made from medical grade stainless-steel with or without coating. The drills are connected to handpiece. The drills have been marked with sizes and color coded for ease of identification. Size marking and color coding should be used to select proper drill for each procedure. Follow the recommended drill protocol according to the implant characteristics.

Following are all families of drills:

Product family	Description	Intended Use
TMD	Marking drills	Mark the drilling site
TPD TD	Pilot drill, Straight drills	Drill to desired/implant length according to depth marks
TPDD TDD	Pilot coated drill Straight coated drills	Drill to desired/implant length according to depth marks
TDS	Step coated drills	Drill to desired/implant length according to depth marks
TDCSt	Conical stopper drills	Tapered/Conical shape drill with dedicated length according to implant length
TDG	Guide surgery drill	Drill through guide stent according to desired/implant length
TDCS	Countersink drills	Drill cortical bone
TDTI	Trephine drills	Drill around implant to remove the implant

Tools

Following are all families of tools:

Product family or specific catalog number/numbers	Description	Intended Use
T3, T3G	Ratchet implant drivers	Thread the implant to the osteotomy
T5	Contra angle (rotary motor mount) implant or prosthetic drivers	Thread the implant to the osteotomy or thread the prosthetic products to implant or other products
T1, T2, T13	Prosthetic drivers	Thread the prosthetic products to implant or other products
T8, T8c	Ratchet and torque ratchet	Transfer moment torque to ratchet tools
T9	Depth guide	Probe to view the depth of osteotomy
T10	Handle	Transfer moment torque to ratchet tools
T11	Mallet	To strike on other tools that will help to break bone
T15	Broken Screw Removal Tool	Extract broken screw
T16	Implant angle position	Visual aid for angulation
T17	Tissue punch	Cut Gingival tissue
T18	Implant Removal Tool	Extract implant with worn Hex
T22	Abutment gripper	Technician too to hold an abutment and customize it
T4	Retrieving screws	Extract stuck abutment form implant
TP	Pins	Hold guide in place
TH	Handles	Guide adapter for sleeves and drills
TDE	Drill extension	Contra angle (rotary) adapter/extender
D2, D20, D3, PK-D2	Impression coping Transfers	Close and open tray impression taking aids (see additional details below)
D1	Analog/Digital Model Analog	Implant and prosthetics parts replicas for models
D4	Prosthetic Kit	Sleeve for Multiunit (P64, P14C-4 or P16C-4) + Close tray impression taking aids (see additional details below)
P3,SC/P14,SC/P64,SC	Scan Abutments/Bodies	Transfer the implant or screw retained abutment position and orientation to a digital file for later prosthetic restoration planning (see additional details below)

Prosthetic Kits D4 and PK

D4-3.75,X; D4-3,X; PK-D2

The D4 prosthetic kits include dedicated abutment for implants, three plastic transfer PK-D2 (a disposable plastic snap transfer) and implant analog.

D4-P64; D4-P14C; PK-D2

The D4 and PK prosthetic kits include dedicated sleeve (not for final restoration) for screw retained abutments and three plastic transfer PK-D2.

Following the connection of the dedicated abutment or dedicated sleeve the PK-D2 is snapped on the relevant product and allows the user to take close tray impression. The relevant product/analog is snap to the PK-D2 plastic transfers, that are in the impression and then sent to the technician lab allowing the lab to create cast model.

It is recommended to sterilize the metal parts prior to the use.

The plastic transfers PK-D2 and PK-P2 should not be sterilized.

Scan Abutments/Bodies

P3,SC/P14,SC/P64,SC

The scan abutments/bodies intended to transfer the implant/Multiunit (screw retained abutment) position and orientation data (in patient mouth or cast model) to a digital file for later prosthetic restoration planning.

The scan abutments/bodies can be used as intraoral scan abutment or cast model scan abutment/bodies and intended for multiple use.

The scan abutments/bodies are made of Biocompatible PEEK with at least 2 flat surfaces for easy and accurate alignment/registration of scan image with the library model. The scan abutment/body correlate with the implant or screw retained connection. For better scanning precision we recommend locating the flat surfaces in palatal/lingual orientation. For use with angled implant/abutment, the short flat face on the scan abutment should be aligned with the slanted (Buccal) side of the base.

Scan abutment/body is secured with screw to the implant or screw retained abutment with the recommended closure torque according to the relevant platform.

The different scan abutments/bodies correspond with the respective platform (implants or screw retained) and differ in shapes/sizes. The scanning process should be performed as recommended by scanning/CADCAM system. It is important to choose the correct platform in software and corresponding type for the chosen restoration (engaging/non-engaging). After use the scan abutment can be loosened and placed gently on the storage.

Scan abutments must be cleaned and sterile prior to use in patient mouth. Please follow cleaning/sterile instructions.

Kit boxes

The Kit boxes are intended to organize and contain the dental instruments during sterilization process, surgery, storage and transport.

DISPOSAL

No longer usable parts must be disposed/discarded according to local authority regulations and environmental requirements. In case contaminated products need to be returned to AB Dental Germany UG, please follow the company return policy.

NOTE

Issues that arise in relation to the products should be reported together with the related product to the AB Dental Germany UG representative.

In case that any serious incident occurs in relation with the products, the user and/or patient should report to AB Dental Germany UG and to the competent authority of the Member State in which the serious incident occurs.

DMS 12758

Rev. G

Date 09 2021

AB

AB Dental Germany UG (Haftungsbeschränkt)

Friedrichstrasse 95, 10117 Berlin, Germany

Phone +49-30-609857880

Fax +49-30-609857889










www.ab-dentalgermany.com

CE 2797

CE Mark for
Class IIa Devices

CE

CE Mark for
Class I Devices

	Caution Indicated the need to consult the instructions for use for important cautionary
	CE marking of conformity
	Batch code Lot number
	Catalogue number
	Consult instructions for use: www.ab-dent.com/ifu
	Date of manufacture
	Manufacturer
	Non-sterile
	Subject to prescription
	Medical Device
	Keep away from sunlight
	Do not use if package is damaged

SORUMLULUK REDDİ: AB Dental Germany UG ürünleri yalnızca implantlar konusunda özel eğitim almış lisanslı diş hekimleri ve yetkili personel tarafından kullanıma yöneliktir.

GENEL

AB Dental Germany UG aletlerine yönelik bu kullanım talimatları şu ürün kategorilerini kapsamaktadır: Aletler, Frezler ve Kit Kutuları. Bu kullanım talimatlarında geçen "aletler" terimi bu ürün kategorilerinin kapsamaktadır. Aletler tekrar kullanılabilir özellikte olup kullanım öncesinde temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir.

ENDİKASYONLAR

AB Dental Germany UG aletleri hastaların çiğneme fonksiyonunu geri kazanmasını sağlamayı amaçlayan cerrahi ve restoratif uygulamalarda kullanıma yöneliktir.

Her bir alet kategorisine yönelik özel endikasyonlar aşağıda açıklanmıştır.

Hedef Hasta Kitlesi

Ürünler 18 yaş üzeri kadınlar ve erkeklerde kullanıma yöneliktir.

UYARILAR

Steril olmayan bileşenlerin kullanılması doku enfeksiyonuna ve bulaşıcı hastalıklara yol açabilir.

DIKKAT

- ABD federal yasaları bu cihazı yalnızca lisanslı bir hekim veya diş hekimi tarafından satılabilecek veya lisanslı bir hekimin veya diş hekiminin emriyle satılabilecek şekilde sınırlamaktadır.
- Klinik prosedürde veya teknisyen laboratuvar sürecinde kullanılan tüm aletler iyi çalışır durumda tutulmalıdır ve kullanıcı implantlar ve protez parçaları gibi diğer ilişkili ürünlerin veya kemiğin zarar görmesini önlemek için aletlerin fiziksel durumunu özenle kontrol etmelidir.
- Aşınmış aletler yerel makamların düzenlemelerine ve çevre düzenlemelerine uygun olarak bertaraf edilmeli/atılmalı veya AB Dental Germany UG 'a gönderilmelidir.
- Kontamine aletlere temas edeceğiniz durumlarda mutlaka eldiven takın.
- Fırlayabilecek parçacıklara karşı koruma için koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Aerosolların veya ortaya çıkabilecek tozların solunmasını önlemek için cerrahi maske takılmalıdır.
- Frezlerin veya ilgili aletlerin kullanım öncesinde el frezesi yuvasına tam olarak oturduğundan ve sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
- El frezesini iyi çalışır durumda tutun ve üreticinin talimatlarını izleyin.
- Aşırı ısınmayı ve ilişkili komplikasyonları önlemek için ürün kataloğundaki önerilen frez protokolünde belirtilen maksimum frez hızını aşmayın.
- Aşırı ısınmayı ve ilişkili komplikasyonları önlemek için aşırı frez sürelerinden kaçınin.
- Belirli bir bölgenin ısınmasını önlemek için kullanım sırasında frezi sürekli olarak hareket ettirin.
- Frezin her 10 kullanımdan sonra değiştirilmesi tavsiye edilir.
- Farklı malzemelerden yapılmış alet ve matkapları birlikte temizlemekten, dezenfekte etmekten ve sterilize etmekten kaçınin.
- Şu maddelerden yüksek konsantrasyonda içeren çözeltilerle temas etmeyin: fenol alkol, klor, aldehit, asit, kuaterner amonyum, hidrojen peroksit, salin çözeltisi ve yüksek konsantrasyonda klor içeren su.
- Yalnızca özel formülasyonlu temizlik maddelerini ve dezenfektanları kullanın.

KONTRENDİKASYONLAR

Oral cerrahide kullanılan aletler ve frezler ile ilişkili kontrendikasyonlara dikkat edilmelidir. Pratisyen hekim tarafından hastanın genel sağlık durumu ve oral cerrahiye uygunluğu değerlendirilmelidir.

SAKLAMA VE KULLANIM

Ürünler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, temiz bir ortamda saklanmalıdır. Ürünlerin uygun şekilde saklanmaması ürün özelliklerinin ve ürünün bozulmasına neden olabilir.

TEMİZLİK VE STERİLİZASYON İŞLEMİ

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATLARI:

- Kullanımdan hemen sonra (30 dak. içinde), çok parçadan oluşan aletleri parçalarına ayırın ve temizlikten önce aletten kaba kirleri, kan ve doku kalıntılarını silin ve durulayın. Aletlerdeki kalıntıları, özellikle de kör delik veya lümen içine sıkışmış kalıntıları çıkarmak için bir plastik fırça kullanın ve bir hipodermik iğne yardımıyla kalıntıları temizleyin.
- Frezleri ve/veya aletleri, üreticinin talimatlarına göre diş aletleriyle kullanıma uygun olan, piyasada bulunan hafif, pH nötr bir deterjana daldırın. Aletlerdeki kalıntıları, özellikle de kör delik veya lümen içine sıkışmış kalıntıları çıkarmak için bir plastik fırça kullanın ve bir hipodermik iğne yardımıyla kalıntıları temizleyin. Aletleri 3 dakika boyunca tazyikli su altında durulayın.
- Frezleri ve/veya aletleri, üreticinin talimatlarına göre diş aletleriyle kullanıma uygun piyasada bulunan hafif, pH nötr bir deterjana daldırın ve bir hipodermik iğne yardımıyla kalıntıları temizleyin. Aletleri 3 dakika boyunca tazyikli su altında durulayın.
- Aletleri hav bırakmayan, tek kullanımlık mendille kurulayın veya 134°C'yi (275°F) aşmayan bir sıcaklıkta ısıya maruz bırakarak kurulayın.

STERİLİZASYON TALİMATLARI:

5. Sterilizasyon için aletleri piyasadan temin edilebilecek bir otoklav torbası içine koyun.
6. Otoklav talimatlarına uygun olarak aletleri buharla sterilize edin. Otoklav cihazını 6 dakika boyunca 134°C'de (275°F) çalışacak şekilde ayarlayın, bunun ardından 30 dakikalık bir kuruma döngüsü gelmelidir. Yüzeyde leke oluşumunu önlemek için saf su kullanılmalıdır. Kullanımdan önce otoklav içindeki parçalarda pas bulunmadığından emin olun.
7. Kimyasal sterilizasyon yöntemleri ÖNERİLMEZ.

ÜRÜN AİLELERİ – KULLANIM AMACI VE ÜRÜN AÇIKLAMASI

Frezler

Frezler diş implantının takılması için çene kemiğinde osteotominin hazırlanmasında kullanılır.

Frezler tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilir ve kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Frezler el aletine bağlanır. Kolayca tanımlanabilmeleri için frezlerin üzerinde frez boyutları işaretlenmiştir ve renk kodlaması uygulanmıştır. Her prosedürde doğru frezi seçmek için boyut işaretleri ve renk kodlaması kullanılmalıdır.

İmplant özelliklerine göre önerilen frez protokolünü izleyin.

Frez ürün aileleri aşağıdaki gibidir:

Ürün ailesi	Açıklama	Kullanım Amacı
TMD	İşaretleme frezleri	Frez bölgesini işaretleme
TPD TD	Pilot frez, Düz frezler	Derinlik işaretlerine göre istenilen uzunlukta/implant uzunluğunda delik açma
TPDD TDD	Pilot kaplamalı frez, Düz kaplamalı frezler	Derinlik işaretlerine göre istenilen uzunlukta/implant uzunluğunda delik açma
TDSD	Adım kaplamalı frezler	Derinlik işaretlerine göre istenilen uzunlukta/implant uzunluğunda delik açma
TDCSt	Konik durduruculu frezler	İmplant uzunluğuna göre özel uzunlukta sivri uçlu/konik şekilli frez
TDG	Kılavuz cerrahi frez	İstenilen uzunlukta/implant uzunluğunda kılavuz stent içinden delik açma
TDCS	Havşa başlı frezler	Kortikal kemikte delik açma
TDTI	Trefin frezler	İmplantı çıkarmak için implant etrafında delik açma

Aletler

Tüm alet aileleri aşağıdaki gibidir:

Ürün ailesi veya özel katalog numaraları	Açıklama	Kullanım Amacı
T3, T3G	Cırcırlı implant vidalama araçları	İmplantı osteotomiye vidalama
T5	Kontra açılı (döner pistonlu) implant veya protez vidalama araçları	İmplantı osteotomiye vidalama veya protez ürünlerini implanta veya diğer ürünlere vidalama
T1, T2, T13	Protez vidalama araçları	Protez ürünlerini implanta veya diğer ürünlere vidalama
T8, T8c	Cırcırlı anahtar ve tork anahtarları	Moment torkunu cırcırlı aletlere aktarma
T9	Derinlik kılavuzu	Osteotomi derinliğini görüntülemek için delik açma
T10	Kol	Moment torkunu cırcırlı aletlere aktarma
T11	Tokmak	Kemiğin kırılmasını kolaylaştırmak için diğer araçların üzerine vurmaya kullanılır
T15	Kırık Vida Sökme Aleti	Kopmuş vidaları çıkarma
T16	İmplant açma pozisyonu	Açıldırma için görsel yardım sağlar
T17	Doku pançı	Diş eti dokusunu kesme
T18	İmplant Kaldırma Aracı	Altıgen bağlantısı aşınmış implantları çıkarma
T22	Abutment tutma aracı	Abutmenti tutmak ve özelleştirmek için kullanılır
T4	Vida sökme aracı	Sıkışmış abutmenti implanttan çıkarma
TP	Pinler	Kılavuzu yerinde tutma
TH	Kollar	Yüzükler ve frezler için kılavuz adaptörü
TDE	Frez uzatması	Kontra açılı (döner) adaptör/uzatma parçası
D2, D2O, D3, PK-D2	Ölçü coping transferleri	Kalıp ölçüsü alma yardımcıları kapatma ve açma (Aşağıdaki ek bilgilere bakın)
D1	Analog/Dijital Model Analog	Modeller için implant ve protez parça replikaları
D4	Protez Kiti	Multiunit için yüzük (P64, P14C-4 veya P16C-4) + Yakından kalıp ölçüsü alma yardımcıları (aşağıdaki ek bilgilere bakın)
P3,SC/P14,SC/ P64,SC	Tarama Abutmentleri/Gövdeleri	Daha sonra protetik restorasyon planlaması için implant veya vidalı abutment pozisyonunu ve oryantasyonunu dijital bir dosyaya aktarın (Aşağıdaki ek bilgilere bakın)

Protez Kitleri D4 ve PK D4-3.75,X; D4-3,X; PK-D2

D4 protez kitleri implantlar için özel abutment, üç adet plastik transfer PK-D2 (tek kullanımlık plastik snap transfer) ve implant analogu içerir.

D4-P64; D4-P14C; PK-D2

D4 ve PK protez kitleri, vida retansiyonlu abutmentler için özel yüzük (son restorasyon için değil) ve üç adet plastik transfer PK-D2 içerir.

Özel abutment veya özel sleeve bağlantısının ardından PK-D2, ilgili ürünün üzerine geçirilir ve kullanıcının yakından kalıp ölçüsü almasına olanak sağlar. İlgili ürün/analog, ölçü içindeki PK-D2 plastik transferlere geçirilir ve ardından teknisyen laboratuvarına gönderilir. Laboratuvar da böylece döküm kalıbını oluşturabilir.

Metal parçaların kullanım öncesinde sterilize edilmesi önerilir.

Plastik transferler PK-D2 ve PK-P2 sterilize edilmemelidir.

Tarama Abutmentleri/Gövdeleri P3,SC/P14,SC/P64,SC

Tarama abutmentleri/gövdeleri, implant/Multiunit (vida retansiyonlu abutment) pozisyon ve yönelim verilerini (hasta ağız içindeki veya kalıp modelindeki) daha sonra protez restorasyonu planlamasında kullanmak üzere bir dijital dosyaya aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Tarama abutmentleri/gövdeleri ağız içi tarama abutmenti veya döküm model tarama abutmenti/gövdesi olarak kullanılabilir ve birden fazla kez kullanılır.

Tarama abutmentleri/gövdeleri biyouyumlu PEEK malzemeden yapılmıştır ve tarama görüntüsünün kitaplık modeliyle kolay ve doğru şekilde hizalanmasına/çakıştırılmasına olanak sağlamak için en az 2 düz yüzey içerir. Tarama abutmenti/gövdesi implant veya vida retansiyonlu bağlantı ile koreledir. Daha iyi bir tarama hassasiyeti için düz yüzeylerin palatinal/lingual yönde konumlandırılması önerilir. Açılı implant/abutment ile birlikte kullanım için tarama abutmenti üzerindeki kısa düz yüzey, tabanın eğimli (Bukkal) tarafıyla hizalanmalıdır.

Tarama abutmenti/gövdesi implanta veya vida retansiyonlu abutmente vidayla sabitlenir ve vida, ilgili platforma göre önerilen sıkma torku değerleriyle sıkılır.

Farklı platformlara (implantlar veya vida retansiyonlu) yönelik farklı tarama abutmentleri/gövdeleri mevcuttur ve bu ürünlerin çeşitli şekil/boyut seçenekleri sunulur. Tarama işlemi, tarama/CADCAM sistemi tarafından önerilen şekilde gerçekleştirilmelidir. Yazılımda doğru platformun seçilmesi ve seçilen restorasyona karşılık gelen tipin (geçmeli/geçmesiz) seçilmesi önemlidir. Kullanımdan sonra tarama abutmenti gevşetilebilir ve yavaşça saklanacağı yere kaldırılabilir.

Tarama abutmentleri hasta ağızında kullanılmadan önce temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Lütfen temizlik/sterilizasyon talimatlarını izleyin.

Kit kutuları

Kit kutuları sterilizasyon işlemi, cerrahi prosedürler, saklama ve taşıma sırasında diş aletlerini düzenli bir biçimde tutmak ve saklamak için kullanılır.

BERTARAF

Artık kullanılamaz duruma gelmiş parçalar yerel makamların düzenlemelerine ve çevre düzenlemelerine uygun olarak bertaraf edilmeli/atılmalıdır. Kontamine ürünlerin AB Dental Germany UG 'a gönderilmesi gereken durumlarda, lütfen şirketin ürün iade politikasını izleyin.

NOT

Ürünlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar, AB Dental Germany UG temsilcisine bildirilmelidir.

Ürünlerle ilişkili herhangi bir ciddi olay meydana gelmesi durumunda, kullanıcı ve/veya hasta söz konusu olayı AB Dental Germany UG 'a ve ciddi olayın meydana geldiği Üye Devletin yetkili makamına bildirmelidir.

DMS 12758

Rev. G

Date 09 2021

AB

AB Dental Germany UG (Haftungsbeschränkt)

Friedrichstrasse 95, 10117 Berlin, Germany

Phone +49-30-609857880

Fax +49-30-609857889









www.ab-dentalgermany.com

CE 2797

CE Mark for
Class IIa Devices

CE

CE Mark for
Class I Devices

	Dikkat Dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler için kullanım talimatlarına bakılması gerektiğini gösterir
	CE uygunluk işareti
	Seri kodu Lot numarası
	Katalog numarası
	Kullanım talimatlarına bakın: www.ab-dent.com/ifu
	Üretim tarihi
	Üretici
	Steril Değildir
	Reçeteye satılır
	Tıbbi Cihaz
	Güneş ışığından uzak tutun
	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın